



# SANITIZANTE TR

**DESCRIPCION GENERAL:** Los componentes de esta solución sanitizante proporcionan al producto un eficaz poder germicida y antimicrobiano. Por su baja concentración es seguro para ser empleado en cabinas por aspersión para la desinfección de superficies al entrar a la cabina sanitizante por un periodo de estancia de 30 segundos, lo que ayuda a no causar irritación a la piel.

**APLICACIONES: SANITIZANTE TR,** puede usarse para la limpieza y desinfección general de superficies, aplicando de forma directa el producto concentrado o por aspersión.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aspecto: ..... liquido incoloro, transparente  
pH: ..... 6.5-7.5  
Densidad..... 0.95 – 1.00 gr/ml  
Aroma: ..... Ligeramente a alcohol  
Estabilidad:..... 6 meses a 1 año  
Solubilidad..... Miscible en agua  
Biodegradabilidad, libre de Fosfatos

## PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIA:

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese Inmediatamente con abundante agua o solución de lavado para ojos por 15 minutos. Si las condiciones empeoran y la irritación persiste, contacte un médico.

**INGESTION:** No induzca o provoque el vómito. Ingerir abundante agua. Contacte a un médico.

**CONTROL DE FUEGO:** Medio de extinción: agua o CO<sub>2</sub>.

## PRECAUCIONES DE MANEJO SEGURO Y USO:

**PRECAUCIONES PERSONALES:** Evite el contacto con los ojos, no se ingiera. Manténgase alejado del fuego o llamas. Manténgase tapado. No se deje al alcance de los niños.

**MODO DE USO:** Directo

## Presentación:

Porriones 50 L, tambor 200 L, y Tote 1000 L